



Nova-Blend programma 2022



Jan 2022



NOVA-BLEND ID NIETS TE VEEL, MAAR OOK NIET TE WEINIG

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en DC unit. Dit betekent dat alle behandelingen (met Diathermie en Gelijktroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is een aanrader! Deze technieken kunnen voor veel behandelingen worden gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden behandelen (Telé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen en massages

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig
	Proefset van 10 Balletnaalden bij koop. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte LCD schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Eventuele foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulante werk of om mee naar school te nemen.

Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.

Afkortingen:

HF	Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC	Gelijktroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend	Combineren/mengen van HF en DC

PRIJSLIJST NOVA-BLEND ID PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met IDEAL.

Standaard Verkoopprijs Incl. btw **3600,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	540,00
Uw prijs is dan		3060,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	10%	360,00
Uw prijs is dan		3240,00
Termijn 1		690,00
5x per maand		510,00

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	5%	180,00
Uw prijs is dan		3420,00
Termijn 1		450,00
11x per maand		270,00

Huren		
Huurkoop in 24 termijnen		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		180,00
3 mnd. Huur*		360,00
Totaal		540,00
Verlengen mnd. 4 t/m 12		
Per maand		120,00
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		180,00
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

	Incl. btw
Balletnaalden.nl	
Nova-Blend.nl	
Ballet rvs	33,50
Ballet gold	53,50
Ballet gold telé	53,50
Naaldhouder	49,99
Blendpincet inox	49,95
Pincet fibroom	15,00
Scalpelhouder	85,00
Bolelektrode ion.	54,95



Nova-Blend programma 2022



Jan 2022

NOVA-BLEND ID-PLUS

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!



Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaveivie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

Deze Nova-Blend heeft 20% meer HF vermogen. Ook ziet men het aantal behandelde haren en de gewerkte tijd in het scherm. Bij juist instellen van de tijd en unithaar wordt automatisch de Elektrolyse ingesteld. Een handige optie.

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig
	Proefset van 10 Balletnaalden bij koop. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald

Om fouten te voorkomen en de bediening eenvoudig en intuïtief te maken, hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. In het scherm zijn ook eventuele foutmeldingen te zien. Zelfs kabelcontrole is nu mogelijk! Op de achterkant vindt men een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen. Scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulante werk of om mee naar school te nemen.

Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.

PRIJSLIJST NOVA-BLEND ID-PLUS PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met IDEAL.

Standaard Verkoopprijs Incl. btw
3920,00

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	588,00
Uw prijs is dan		3332,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	10%	392,00
Uw prijs is dan		3528,00
Termijn 1		751,33
5x per maand		555,33

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	5%	196,00
Uw prijs is dan		3724,00
Termijn 1		490,00
11x per maand		294,00

Huren		
Huurkoop in 24 termijnen		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		196,00
3 mnd. Huur*		392,00
Totaal		588,00
Verlengen mnd. 4 t/m 12		
Per maand		130,67
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		196,00
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

	Incl. btw
Balletnaalden.nl	
Nova-Blend.nl	
Ballet rvs	33,50
Ballet gold	53,50
Ballet gold telé	53,50
Naaldhouder	49,99
Blendpincet inox	49,95
Pincet fibroom	15,00
Scalpelhouder	85,00
Bolelektrode ion.	54,95



Nova-Blend programma 2022



Jan 2022

NOVA-BLEND IQ

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!



Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaevie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

De IQ heeft naast de extra's van de iD-plus een extra "Sense" scherm voor regelen van de BEEB, Handsfree instellen pijnpunt en ook instellen Naloogtijd. Het instellen van de tijd gaat met de toetsen sneller. Na uitzetten apparaat worden gangbare instellingen gereset.

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig
	Proefset van 10 Balletnaalden bij koop. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald

Afkortingen:

HF	Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC	Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend	Combineren/mengen van HF en DC

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen de tijd per haar af. Eventuele foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en daarom ideaal voor ambulante werk of mee naar school te nemen.

PRIJSLIJST NOVA-BLEND IQ

PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met IDEAL.

Standaard Verkoopprijs Incl. btw **4400,00**

Kopen

Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	660,00
Uw prijs is dan		3740,00

Kopen en betalen in 6 maanden

Kopen in 6 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	10%	440,00
Uw prijs is dan		3960,00
Termijn 1		843,33
5x per maand		623,33

Kopen en betalen in 12 maanden

Kopen in 12 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	5%	220,00
Uw prijs is dan		4180,00
Termijn 1		550,00
11x per maand		330,00

Huren

Huurkoop in 24 termijnen		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		220,00
3 mnd. Huur*		440,00
Totaal		660,00
Verlengen mnd. 4 t/m 12		
Per maand		146,67
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		220,00
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl		Incl. btw
Nova-Blend.nl		
Ballet rvs		33,50
Ballet gold		53,50
Ballet gold telé		53,50
Naaldhouder		49,99
Blendpincet inox		49,95
Pincet fibroom		15,00
Scalpelhouder		85,00
Bolelektrode ion.		54,95



Nova-Blend programma 2022



Jan 2022

NOVA-BLEND IQ-SUMMUM

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!



Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaveivie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

De iQ-Summum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We noemen het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding waarmee rug en nekklachten kunnen worden voorkomen. Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software.

De Nova-Blend wordt compleet geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek en bij werken zonder pedalen Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V . Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Met deze Nova-Blend kan men ook zonder pedalen werken. Bij Telé's, Fibromen e.d. ideaal. Ook ontharen is makkelijk. Met 1 of 2 pedalen werken blijft mogelijk
	10 Balletnaalden bij koop. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 medisch staal en verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
 DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
 Blend Combineren/mengen van HF en DC

Bij de iQ-Summum wordt steeds gedetecteerd of de naald contact heeft met de huid. Zodra dat het geval is, geeft hij automatisch stroom. Dit hoeft niet altijd. U kunt de activeringstijd instellen. De optimale activeringstijden zijn voorgeprogrammeerd. Maar u kunt ze wijzigen. Wordt contact met de huid verbroken, dan stopt de stroom. De timer schakelt in de pedaal loze stand de stroom uit. In de iQ-mode niet. Dan hoort men alleen de BEEB.

PRIJSLIJST NOVA-BLEND IQ-SUMMUM PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met IDEAL.

Standaard Verkoopprijs Incl. btw **5300,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	795,00
Uw prijs is dan		4505,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	10%	530,00
Uw prijs is dan		4770,00
Termijn 1		1015,83
5x per maand		750,83

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 termijnen		Incl. btw
Uw Korting	5%	265,00
Uw prijs is dan		5053,00
Termijn 1		662,50
11x per maand		397,50

Huren		
Huurkoop in 24 termijnen		Incl. btw
Op dit moment is er geen mogelijkheid de IQ-SUMMUM te huren		

Balletnaalden, pincetten etc.		
Balletnaalden.nl		Incl. btw
Nova-Blend.nl		
Ballet rvs		33,50
Ballet gold		53,50
Ballet gold telé		53,50
Naaldhouder		49,99
Blendpincet inox		49,95
Pincet fibroom		15,00
Scalpelhouder		85,00
Bolektrode ion.		54,95