



Nova-Blend programma 2026



Jan 2026

NOVA-BLEND ID NIETS TE VEEL, MAAR OOK NIET TE WEINIG

PRIJS NOVA-BLEND ID incl. BTW€ 3.400,00

Graag bestellen via **webshop** en afrekenen met iDEAL/Wero.

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en DC unit. Dit betekent dat alle behandelingen (met Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is een aanrader!



Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl Nova-Blend.nl	Incl. btw
Ballet rvs	57,75
Ballet gold	91,50
Ballet gold télé	91,50
Naaldhouder	59,50
Blendpincet inox	57,00
Pincet fibroom	16,50
Scalpelhouder	93,50
Bolelektrode ion.	59,95

Deze technieken kunnen voor veel behandelingen worden gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden behandelen (Télé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen en massages

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Twee pedalen om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met twee pedalen, maar werken met één pedaal is ook mogelijk.
	Proefset van 10 Balletnaalden Wij geven een proefsetje van vijf verschillende diktes erbij. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Télé naald.

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend Combineren/mengen van HF en DC

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte LCD schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Fouten worden aangegeven. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulant werk of om mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**



Nova-Blend programma 2026



Jan 2026

NOVA-BLEND ID-PLUS

PRIJS NOVA-BLEND ID PLUS INCL BTW € 3.700,00

Graag bestellen via [webshop](#) en afrekenen met iDEAL/Wero.

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijktroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!

Deze Nova-Blend heeft 20% meer HF vermogen. Ook ziet men het aantal behandelde haren en de gewerkte tijd in het scherm. Bij juist instellen van de tijd en unithaar wordt automatisch de Elektrolyse ingesteld. Een handige optie.



Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl Nova-Blend.nl		Incl. btw
Ballet rvs		57,75
Ballet gold		91,50
Ballet gold télé		91,50
Naaldhouder		59,50
Blendpincet inox		57,00
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		59,95

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Télé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Twee pedalen om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met twee pedalen, maar werken met één pedaal is ook mogelijk.
	Proefset van 10 Balletnaalden Wij geven een proefsetje van vijf verschillende diktes erbij. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Télé naald.

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijktroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend Combineren/mengen van HF en DC

Om fouten te voorkomen en de bediening eenvoudig en intuïtief te maken, hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Fouten worden aangegeven. Zelfs kabelcontrole is nu mogelijk! Op de achterkant vindt men een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen. Scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulant werk of om mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**



Nova-Blend programma 2026



Jan 2026

NOVA-BLEND IQ

PRIJS NOVA-BLEND IQ INCL. BTW € 4.000,00

Graag bestellen via [webshop](#) en afrekenen met iDEAL/Wero.

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!

De iQ heeft naast de extra's van de iD-plus een extra "Sense" scherm voor regelen van de BEEB, Handsfree instellen pijnpunt en ook instellen Naloogtijd. Het instellen van de tijd gaat met de toetsen sneller. Na uitzetten apparaat worden gangbare instellingen gereset.



Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl Nova-Blend.nl		Incl. btw
Ballet rvs		57,75
Ballet gold		91,50
Ballet gold télé		91,50
Naaldhouder		59,50
Blendpincet inox		57,00
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		59,95

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Twee pedalen om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met twee pedalen, maar werken met één pedaal is ook mogelijk.
	Proefset van 10 Balletnaalden Wij geven een proefsetje van vijf verschillende diktes erbij. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald.

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend Combineren/mengen van HF en DC

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen de tijd per haar af. Fouten worden aangegeven. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en daarom ideaal voor ambulant werk of mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**



Nova-Blend programma 2026



Jan 2026

NOVA-BLEND IQ-SUMMUM

PRIJS NOVA-BLEND IQ-SUMMUM INCL. BTW € 5.000,00

Graag bestellen via [webshop](#) en afrekenen met iDEA/Wero.

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden

De iQ-Summum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We noemen het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding waarmee rug en nekklachten kunnen worden voorkomen. Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software.



Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl Nova-Blend.nl	Incl. btw
Ballet rvs	57,75
Ballet gold	91,50
Ballet gold télé	91,50
Naaldhouder	59,50
Blendpincet inox	57,00
Pincet fibroom	16,50
Scalpelhouder	93,50
Bolelektrode ion.	59,95

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Télé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

De iQ-Summum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We noemen het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding waarmee rug en nekklachten kunnen worden voorkomen. Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software.

De Nova-Blend wordt compleet geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegenhoudt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek en bij werken zonder pedalen. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Twee pedalen om de stroom in en uit te schakelen.. Met deze Nova-Blend kan men ook zonder pedalen werken. Bij Télé's, Fibromen e.d. ideaal. Ook ontharen is makkelijk. Met één of twee pedalen werken blijft mogelijk.
	Proefset van 10 Balletnaalden Wij geven een proefsetje van vijf verschillende diktes erbij. Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal (RVS) en verguld (GOLD). Daarnaast is er een vergulde Télé naald.

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend Combineren/mengen van HF en DC

Bij de iQ-Summum wordt steeds gedetecteerd of de naald contact heeft met de huid. Zodra dat het geval is, geeft hij automatisch stroom. Dit hoeft niet altijd. U kunt de activeringstijd instellen. De optimale activeringstijden zijn voorgeprogrammeerd. Maar u kunt ze wijzigen. Wordt contact met de huid verbroken, dan stopt de stroom. De timer schakelt in de pedaal loze stand de stroom uit. In de iQ-mode niet. Dan hoort men alleen de BEEB.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**